



gehealthcare.com.br

LOGIQ™ P9

FACILITE. FAÇA VOCÊ MESMO.



VOCÊ PEDIU POR SIMPLICIDADE. Nós proporcionamos.

O sistema de ultrassom LOGIQ™ P9 é ideal para as demandas clínicas e de fluxo de trabalho de imagens em geral. Da triagem aos exames abrangentes, o LOGIQ P9 oferece qualidade de imagem consistente, cobertura de aplicação abrangente e facilidade de uso que permite decisões rápidas e confiantes.



PERSONALIZADO para um fluxo de trabalho adaptado

Fácil de aprender e usar, o LOGIQ P9 tem alta eficiência em horários agitados.

Touch Control – Manipule imagens no painel de toque com a ponta dos dedos, mesmo com luvas. Aumentar, ampliar, congelar — tudo com um toque, semelhante ao uso de um tablet ou smartphone. Além de excelente capacidade de limpeza.

My Page – A interface digital personalizada do usuário permite a personalização de preferências do fluxo de trabalho e predefinições no caso de uso. Basta fazer o login, selecionar o tipo de exame apropriado e começar a varredura.

Aplicativo Photo Assistant – Integra fotos anatômicas tiradas de um dispositivo Android™ ao estudo de ultrassom para auxiliar os clínicos na confirmação dos achados, documentação dos sintomas clínicos e relato dos mesmos.



CENTRADO NO PACIENTE para um excelente atendimento

O LOGIQ P9 suporta a confiança em seu diagnóstico em uma ampla gama de exames de pacientes.


Excelente qualidade de imagem com o mínimo de ajustes necessários, e excelente resolução espacial e de contraste do modo B.

Ampla seleção de sondas de alta qualidade para excelente cobertura de exames incluindo abdominal, cardíaco, obstetria/ginecologia, musculoesquelético, vascular, partes pequenas, pediatria, urologia e procedimentos intraoperatórios.


Ferramentas avançadas de imagem e visualização, incluindo:

- B-Flow™
- Cores em HD
- 3D/4D
- HDlive™
- STIC/Omniview
- Elastograma de Tensão e Onda de Cisalhamento 2D
- Ecocardiograma de esforço
- TVI/TVD
- Esforço Cardíaco
- CEUS
- B-Steer+ aprimorado
- Visualização simultânea para urologia

Compartilhar e arquivar facilmente imagens com Tricify™ baseado na nuvem especialmente útil para imagens obstétricas.




Elastograma de Onda de Cisalhamento do Fígado, C1-5-RS




CEUS, C1-5-RS



Artéria Carótida CF e PW, L4-12t-RS



Tensão Cardíaca, 3Sc-RS



Modo B Útero, IC9-RS



HDLive, RAB2-6-RS

PRÁTICO para o dia a dia e valor de investimento

O sistema LOGIQ P9 se ajusta facilmente ao seu estilo de trabalho, preferências e necessidades variáveis ao longo do seu dia de trabalho.



BOTÃO SONDA PRÉ-PROGRAMADO



VARREDURA POR CONTROLE REMOTO

ERGONOMIA AVANÇADA

- + Bateria externa permite até uma hora de varredura offline
- + Monitor grande de 21,5 polegadas e touchscreen acessível de 10,4 polegadas
- + Design simples do painel de operação com menos teclas físicas¹
- + Braço totalmente articulável² com subida/descida/rotação
- + Design compacto e leve, incluindo LAN sem fio e operação da bateria do Power Assistant
- + TGC digital e teclado digital³

EFICIÊNCIA AUTOMATIZADA

- O aplicativo de controle remoto permite a operação a partir de um dispositivo Android™ com os aplicativos LOGIQ
- As ferramentas automatizadas incluem Auto TGC, Auto IMT, AutoEF, Assistente de Medição, Assistente de Comparação e Assistente de Digitalização
- Funções do botão de sonda L4-12t-RS pré-programado sem acessar o painel de toque para ajudar a preservar o campo estéril

GERENCIAMENTO DE DADOS

- Migração fácil de dados suportados pelo DICOM®
- Importação da Navegação por Volume para fundir ultrassom em tempo real com TC e conjuntos de dados MR

GRANDE SEGURANÇA E APOIO

- SonoDefense construído sobre o sistema operacional Windows® 10 IoT fornece segurança em várias camadas para proteger a integridade do sistema e a privacidade dos dados dos pacientes
- Os módulos de treinamento a bordo do My Trainer ajudam a acelerar a confiança operacional
- O site do LOGIQ Club oferece recursos educacionais para ajudar a otimizar a utilização do sistema
- Opções de contrato do serviço de compra² incluindo capacidades de serviço remoto



Agora ainda mais AVANÇADO



Touch Control – Ajuste fácil dos parâmetros de imagens no painel de toque, mesmo usando luvas



Aplicativo Photo Assistant – Combine fotos anatômicas e imagens no mesmo relatório



Cores em HD – Sensibilidade para visualização de pequenos vasos e fluxo lento



Elastograma de onda de cisalhamento 2D – Estimativa quantitativa da elasticidade do tecido exibida em elastogramas codificados por cores



Aplicativo do Controle Remoto – Opera o sistema a partir de um telefone ou tablet Android




SonoDefense – Poderosos recursos de segurança de dados para ajudar a proteger contra violações dispendiosas



Personalizado
Recursos de fluxo de trabalho personalizáveis proporcionam alta eficiência a sua maneira



Prático
Automação avançada e ergonomia permitem rapidez nos exames e resultados confiáveis



Centrado no paciente
Imagens de qualidade e ferramentas avançadas suportam a confiança no diagnóstico em uma ampla gama de exames de pacientes



O LOGIQ P9 foi projetado para ter compatibilidade com a maioria dos agentes de contraste de ultrassom comercialmente disponíveis. A disponibilidade desses agentes está sujeita a regulamentação e aprovação governamental. As imagens de contraste devem ser realizadas dentro das indicações aprovadas para o uso do agente de contraste utilizado no exame.

GE imagination at work

Os produtos/tecnologias mencionados neste material estão sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.

Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado.

O produto pode não estar disponível em todos os países e regiões. A especificação técnica completa do produto está disponível mediante solicitação. Entre em contato com um representante da GE Healthcare para obter mais informações. Por favor, visite www.gehealthcare.com/promotional-locations. Dados sujeitos a alterações.

© 2020 General Electric Company.

GE, a GE Monogram, Imagination at work, LOGIQ, HDlive e B-Flow são marcas registradas da General Electric Company. Android é uma marca registrada da Google, Inc. DICOM é uma marca registrada da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletricidade. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation. Tricefy é uma marca comercial da Trice Imaging. Todas as outras marcas registradas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários. A reprodução sob qualquer forma é proibida sem autorização prévia por escrito da GE. Nada neste material deve ser usado para diagnosticar ou tratar qualquer doença ou condição. Os leitores devem consultar um profissional de saúde.

Mai de 2020 JB60493XX

1. Estudo interno de engenharia GE utilizando protocolos padronizados para um exame abdominal em comparação com a versão anterior do sistema de ultrassom GE LOGIQ P6.
2. A disponibilidade varia; favor entrar em contato com o seu representante da GE Healthcare para maiores informações.
3. Teclado físico opcional.